



Diagnostic sanguin et thérapie



Le fauteuil thérapeutique

ZeroG

Où le temps passe si vite !



poignée de poussée

réglage manuel
de l'appui-tête

souplesse exceptionnelle
du revêtement pour un
confort absolu (14 cm)

facilité du réglage des
accoudoirs

Le fauteuil
thérapeutique **ZeroG** exclusive

Model: TCZ-EX

»La commande manuelle est facile à utiliser. Ayant installé le fauteuil en position Zero G, je n'ai plus eu besoin de le bouger pendant tout le reste du traitement. Grâce à la souplesse et au confort exceptionnels du revêtement, mon traitement s'est passé tranquillement, sans aucun mal au dos. J'avais l'impression d'être assis sur un nuage.«

(Maja, patient at dialysis department)

roues avec système de freinage
centralisé (Ø 100 mm)





Le fauteuil thérapeutique ZeroG luxury

Model: TCZ-LUX

«Le fauteuil thérapeutique ZeroG est un luxe aussi bien pour les patients qui peuvent le régler selon leurs besoins, que pour les membres du personnel médical qui en adaptant sa hauteur, prennent soin de leur dos.»
(infirmière Mojca, service de rhumatologie)

Confort

La **souplesse du revêtement** et le réglage du fauteuil en **position Zero Gravity** offrent un confort de premier ordre aux patients pendant les traitements thérapeutiques de longue durée. Le revêtement est réalisé dans une **mousse de qualité supérieure** qui offre au corps un **soutien parfait sur l'ensemble du fauteuil** et empêche que le patient **n'ait trop chaud et transpire**. Une seule pression sur **le bouton "le nuage"** de la commande manuelle permet d'installer le fauteuil en **position Zero G**, laquelle soulage encore davantage **les sensations de pression** sur le corps et les articulations pendant les thérapies de longue durée.


Simplicité des réglages

Un grand nombre de fonctions simples et intelligentes facilite le travail du personnel médical. Le patient peut en effet **régler** le fauteuil dans la position qu'il désire **de façon autonome**. Il peut le placer en **position Zero G**, en position **assise** ou en **position couchée** d'une seule pression sur le bouton de la commande manuelle. Dans les situations d'urgence, le fauteuil peut rapidement être installé en position de **Trendelenburg**. Toutes les parties du fauteuil sont réglables **simultanément**. Le **repose-pied** peut également être ajouté pour aider le patient en cas de crampe. Il se règle simplement en appuyant sur le bouton de la commande correspondante. Les **accoudoirs** ajoutent encore au confort pendant le traitement. Ils s'ajustent en appuyant sur le levier. Extrêmement stables, ils offrent en plus du soutien pendant la thérapie, un appui solide lorsque le patient s'assoit et se lève du fauteuil.

Facilite d'entretien et de nettoyage

En raison de ses **dimensions réduites**, le fauteuil prend peu de place. Son revêtement offre une surface parfaitement lisse, et permet un nettoyage rapide et efficace. Réalisé dans un **matériau PU** fin et **résistant** au sang, à l'urine, à l'huile, aux graisses et aux produits désinfectants, il **garantit une hygiène parfaite**.

Données techniques




Equipements et accessoires


	TCZ-EX	TCZ-LUX
hauteur du fauteuil avec revêtement	61 cm	61-86 cm
hauteur du fauteuil sans revêtement	47 cm	47-72 cm
capacité en charge	220 kg	220 kg
poignée de poussée	●	●
porte-rouleau de papier (NZP1-Z)	○	○
repose-pied réglable (FR-Z)	○	○
support à perfusion, gauche (SIFH1-Z-L)	○	○
support à perfusion, droite (SIFH1-Z-R)	○	○
pedal à perfusion (SIF1-Z)	○	○
rail à la partie assise (la paire) (LE1-Z)	○	○
protection latérale des accoudoirs (la paire) (HRP-Z)	○	○
couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes (PVC1-Z)	○	○
couverture PVC pour la partie consacrée aux jambes avec repose-pied (PVC1-FR-Z)	○	○
roues avec système de freinage centralisé (Ø 100 mm)	●	●
roues antistatiques avec système de freinage centralisé (Ø 100 mm) (AC1-CK-Z)	○	○
grandes roues antistatiques avec système de freinage centralisé (Ø 125 mm) (AC2-CK-Z)	○	○
batterie de sécurité (BB-Z)	○	○

standard ● optionnel ○

Gamme de coloris PU





  Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117
F: +386 1 5620118

www.novak-m.com

Marcel Blanc & Cie SA

Ch. de Budron C 2
CH - 1052 Le Mont-sur-Lausanne

E: info@marcel-blanc.ch
T +41 21 654 30 80

www.marcel-blanc.ch

CONFIGUREZ la table parfaitement à vos besoins ->

